

2009年11月

# プロビスク®0.7眼粘弾剤1% プランジャーロッド変更のお知らせ

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびは眼科手術補助剤プロビスク®0.7眼粘弾剤1%のプランジャーロッドの供給メーカー変更に伴い、プランジャーロッドが変更になりますのでご案内申し上げます。変更品がお手元に届くまでに日数を要することもございますが、何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

## 【変更内容】

プランジャーロッドの供給メーカー変更に伴い、プランジャーロッドの材質ならびに色調が変更になります。



材 質：ポリプロピレン  
色 調：薄いピンク



材 質：ポリスチレン  
色 調：濃い目のピンク

## 【変更品開始製造番号および出荷開始時期】

変更品開始製造番号：09F02F

出 荷 開 始 時 期：2009年12月初旬（諸事情により変わることがあります）

以上

＜ 資 料 請 求 及 び お 問 合 せ 先 ＞  
日本アルコン株式会社 メディカル統括部 学術情報部  
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-7  
TEL 03-3588-3221 FAX 03-3588-3229  
受付時間 9:00-17:30（土、日、祝日、社休日を除く）

## 日本アルコン株式会社